


Dinamic T Tibia



**Clavo
Intramedular**



INTERNAL
fixation



nails



42

Indicaciones

Indicado para el tratamiento de las
fracturas diafisarias de tibia



Clavo



Tornillo cortical
ø4,2 mm

Tornillo cortical
ø3,8 mm

Características	Beneficios
Curvatura distal	Limita la presión sobre la cortical posterior
Curvatura diafisaria	Facilita la inserción del clavo
Guía de centrado distal	Limitada exposición de rayos X durante el bloqueo distal
Ojal tornillo de bloqueo proximal	Posibilidad de consolidación intra-operatoria de la fractura
Smooth surface (tratamiento superficial titanio)	Facilitada extracción del implante

ESTÉRIL



ø8 mm *

Codigo	L. mm
DT508260	260
DT508275	275
DT508290	290
DT508305	305
DT508320	320
DT508335	335
DT508350	350

* Bajo pedido

ø9 mm

Codigo	L. mm
DT509260	260
DT509275	275
DT509290	290
DT509305	305
DT509320	320
DT509335	335
DT509350	350
DT509365	365
DT509380	380
DT509395	395

ø10 mm

Codigo	L. mm
DT510260	260
DT510275	275
DT510290	290
DT510305	305
DT510320	320
DT510335	335
DT510350	350
DT510365	365
DT510380	380
DT510395	395

ø11 mm

Codigo	L. mm
DT511260	260
DT511275	275
DT511290	290
DT511305	305
DT511320	320
DT511335	335
DT511350	350
DT511365	365
DT511380	380
DT511395	395

Tornillo cortical ø4.2 mm. Longitud de 25 a 70 mm

Tornillo cortical ø3.8 mm. Longitud de 20 a 40 mm
Sólo para orificios distales clavos ø8 mm



Citieffe srl a socio unico

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com