

**ESTREMO**  
CITIEFFE NAILING SYSTEM

## Clavo intramedular



✓ **Diseño único para toda  
la extremidad inferior**

✓ **Múltiples  
indicaciones**

✓ **Opciones versátiles  
de bloqueo**

✓ **Instrumentos  
mínimo**

**citieffe**<sup>®</sup>  
Essential Moves in Trauma


Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales.

Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.

## ESTREMO citieffe nailing system

Sistema de enclavado intramedular de diseño único concebido para una introducción más ágil en la tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida.

Asimismo, el sistema puede tratar fracturas de todos los segmentos óseos de la extremidad inferior.



- De aleación de titanio ASTM F136
- Diámetro clavo macizo: 8mm (a petición)
- Diámetro clavo canulado: 9, 10, 11, 12, 13mm
- Longitudes disponibles: 150, 200mm y de 260 a 500mm con incrementos de 15mm
- Curva anatómica para facilitar la inserción supra-patelar
- Tornillo cortical  $\varnothing 5.2\text{mm}$
- Diferentes opciones de bloqueo multidireccional de los tornillos
- Múltiples opciones de bloqueo estático y dinámico

*La figura representa el clavo canulado*



## Indicaciones

ESTREMO citieffe nailing system está indicado para la fijación interna de las fracturas de las extremidades inferiores.

### Fémur

Los implantes ESTREMO citieffe nailing system están indicados para la fijación de las fracturas de fémur, que puede incluir:

- fracturas diafisarias de fémur;
- fracturas supracondiloides de fémur;
- osteotomías correctivas;
- pseudoartrosis;
- non-unions y mal-unions.

### Tibia

Los implantes ESTREMO citieffe nailing system están indicados para la fijación de las fracturas de tibia, que puede incluir:

- fracturas diafisarias de tibia;
- osteotomías correctivas;
- pseudoartrosis;
- non-unions y mal-unions.

### Tobillo

Los implantes ESTREMO citieffe nailing system están indicados para artrodesis tibiotalcalcánea.



**Fémur**

Abordaje anterógrado  
Abordaje retrógrado



**Tibia**

Abordaje suprarrotuliano con rodilla semiextendida  
Abordaje pararrotuliano con rodilla flexionada



**Tobillo**

Artrodesis tibiotalcalcánea

---

## Instrumental ESTREMO

Instrumental único con un número reducido de instrumentos para diferentes técnicas de implante.

**ESTREMO**  
CITIEFFE NAILING SYSTEM

## Clavo intramedular

**citieffe**<sup>®</sup>  
Essential Moves in Trauma

INSPIRED BY PEOPLE  
MOVED BY INNOVATION



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com

www.citieffe.com

SU DISTRIBUIDOR ES

**CE**  
0476