

Evolutis

CREATEUR FABRICANT



Product Sheet / Fiche Produit

Captiv
Freeliner®

Acetabular cup for Ceramic or Highly-Crosslinked PEXEL -E Polyethylene liner

*Cupule acétabulaire à insert Céramique
ou Polyéthylène Hautement Réticulé
PEXEL® -E*

Captiv Freeliner®

Ref. Cup.	Ref. Liner					
	Ø28	Ø32	Ø36	Ø32	Ø36	Ø40
	UHMWPE "PEXEL"	XLPE "PEXEL-E"		Composite CERAMIC		
H75 4438(*) FREELINER cup/cupule Ø44	H75 P3828(*)					
H75 4640 FREELINER cup/cupule Ø46	H75 P4028	H75 XE4032		H75 C4032		
H75 4840 FREELINER cup/cupule Ø48						
H75 5044 FREELINER cup/cupule Ø50	H75 P4428	H75 XE4432	H75 XE4436		H75 C4436	
H75 5244 FREELINER cup/cupule Ø52						
H75 5448 FREELINER cup/cupule Ø54	H75 P4828	H75 XE4832(*)	H75 XE4836		H75 C4836 H75 C4840	
H75 5648 FREELINER cup/cupule Ø56						
H75 5850 FREELINER cup/cupule Ø58	H75 P5028	H75 XE5032(*)	H75 XE5036		H75 C5036 H75 C5040	
H75 6050 FREELINER cup/cupule Ø60						
H75 6254 FREELINER cup/cupule Ø62						
H75 6454(*) FREELINER cup/cupule Ø64	H75 P5428	H75 XE5432(*)	H75 XE5436		H75 C5436 H75 C5440	
H75 6654(*) FREELINER cup/cupule Ø66						



A colour code (red, yellow, blue, orange, green, pink) facilitates the cup and liner size match. Example for a 58mm cup, the colour code is "green": once the material and the inner diameter are selected, choose the corresponding liner along the green line.
 Un code couleur (rouge, jaune, bleu, orange, vert, rose) facilite la correspondance entre la cupule et l'insert. Exemple pour une cupule de diamètre 58, il faudra sélectionner l'insert identifié par une couleur "verte" dans le frottement et le diamètre de couple souhaité.

Acetabular screw / vis à cotyle

	Length Longueur	Ref.
Ø6.0 Screw/Vis	20 mm	H15 SB6020
Ø6.0 Screw/Vis	25 mm	H15 SB6025
Ø6.0 Screw/Vis	30 mm	H15 SB6030
Ø6.0 Screw/Vis	35 mm	H15 SB6035
Ø6.0 Screw/Vis	40 mm	H15 SB6040
Ø6.0 Screw/Vis	45 mm	H15 SB6045
Ø6.0 Screw/Vis	50 mm	H15 SB6050



(*) : References available only on special request.
 Références disponibles sur demande spéciale

Mentions légales

Les implants Captiv FREELINER sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) de la hanche. Les implants Captiv FREELINER sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Pour plus de précision, merci de vous rendre sur le site www.ameli.fr.

Le chirurgien est expressément invité à lire les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Material / Matériau

Cup: TA6V titanium alloy according ISO 5832-3. Porous titanium and Calcium hydroxyapatite coating

Screw: TA6V titanium alloy according ISO 5832-3

Liner: UHMWPE according ISO 5834-1 and 2, or Composite Ceramic according ISO 6474-2

Packaging: vacuum packed and gamma ray sterilized

Cupule: alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3. Revêtement bicouche Titane poreux et HAC

Vis: alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3

Insert: UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 ou Céramique composite selon ISO 6474-2

Conditionnement: emballage sous vide. Stérilisation rayons gamma.



10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France
 2797 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

www.evolutisfrance.com

