

**In-one**  
tibial nail

# Clavo Intramedular Tibia



INTERNAL  
fixation



nails



42

---

Indicaciones ampliadas

---

Opciones de bloqueo versátiles

---

Instrumental mínimo

---

Breve curva de aprendizaje

---

Guía externa de bloqueo distal

---

Fácil inserción


---

**citieffe**<sup>®</sup>  
Essential moves in Trauma

## In-One Tibia

Indicado para las fracturas diafisarias de la tibia entre tercio proximal y tercio distal; fracturas patológicas; non unions; mal unions; osteotomías correctivas.

### 2 orificios cruzados con un ángulo de 55°



### Instrumental In-One Tibia



Sólo una bandeja para varias configuraciones

### Guía externa de bloqueo distal