

ST.A.R.90 F4 Monolateral



Fijador externo monolateral y híbrido

Reducción de la fractura
en diferentes planos

Mayor control
de las rotaciones de las fracturas

Tornillos óseos independientes con
libertad de orientación

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.



external
FIXATION



monolateral
fixator



ST.A.R.90 F4 monolateral y híbrido

Indicado para el tratamiento de las fracturas diafisarias y metafisarias de los huesos largos

Abrazadera de tornillos óseos con orientación independiente para un mayor control de las rotaciones de las fracturas

Control micrométrico de la reducción de la fractura en planos individuales independientes

Dinamización controlada para estimular la calogénesis protegiendo el callo óseo y el sitio de la fractura

Versatilidad en arquitecturas de montaje: conversión simple de una configuración monolateral a una de montaje híbrido para fracturas periarticulares multifragmentarias

Tornillos óseos de doble diámetro cilíndrico

Garantizan una introducción fácil, retención en el tiempo y posibilidad de retracción en caso de hundimiento excesivo del tornillo sin pérdida de resistencia

